

# Infinity Air Walker

Twarda obudowa, miękkie wnętrze



Quality for life

# Infinity Air Walker

Rodzina produktów Infinity Air Walker idealnie nadaje się do pooperacyjnego i zachowawczego leczenia urazów stopy i stawu skokowego. Oba modele posiadają zintegrowaną pompkę, która dodatkowo wpływa na zmniejszenie obrzęków i krwiaków przez umiarkowaną kompresję.



Jedną z kluczowych cech ortez Infinity Air jest to, że są niezwykle lekkie. Szkieletowa konstrukcja zewnętrznej obudowy wraz z wieloma otworami, umożliwia sprawną cyrkulację powietrza, która wpływa na zwiększenie komfortu noszenia. Zintegrowany system pompowania i wypuszczania powietrza oraz wewnętrzne komory powietrzne, pozwalają na łatwe i precyzyjne dozowanie odpowiedniej kompresji bez stosowania dodatkowych narzędzi.



## Cechy i zalety:

- ▶ Lekka konstrukcja zapewnia wysoki komfort użytkowania
- ▶ Przewiewna konstrukcja umożliwia cyrkulację powietrza (1)
- ▶ Indywidualnie regulowana osłona palców (2)
- ▶ Antypoślizgowa podeszwa, absorbująca wstrząsy
- ▶ Zintegrowana pompka, dozująca umiarkowaną kompresję (3)
- ▶ Płaska i cienka konstrukcja szkieletu chroni przed odleżynami (4)
- ▶ Uniwersalny model na lewą i prawą nogę
- ▶ Dostępna opcjonalnie osłona przeciwdeszczowa i pokrowiec na noc



| Wskazania   | Infinity Air Walker, high 50S19 | Infinity Air Walker, low 50S23 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Dystalne złamanie kości strzałkowej   | ●                               | ●                              |
| Stabilne złamania przodostopia, śródstopia i/lub kostki                               | ●                               | ●                              |
| Skręcenie stawu skokowego   | ●                               | ●                              |
| Uraz tkanek miękkich stopy/stawu skokowego  | ●                               | ●                              |
| Zerwanie ścięgna Achillesa - z wykorzystaniem klinów pod piętę (15°/30°, 10°/16°/22°) | ●                               |                                |

| Infinity         | Numer katalogowy | Maksymalny ciężar ciała | Rozmiar obuwia EU |
|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Air Walker, high | 50S19=S          | 200 kg                  | 36-38             |
|                  | 50S19=M          |                         | 39-42             |
|                  | 50S19=L          |                         | 43-46             |
|                  | 50S19=XL         |                         | 47+               |
| Air Walker, low  | 50S23=S          | 200 kg                  | 36-38             |
|                  | 50S23=M          |                         | 39-42             |
|                  | 50S23=L          |                         | 43-46             |
|                  | 50S23=XL         |                         | 47+               |

Otto Bock Polska sp. z o.o.  
ul. Koraiowa 3 · 61-029 Poznań  
T +48 61 6538 250 · F +48 61 6538 031  
ottobock@ottobock.pl · www.ottobock.pl