

Malleo Immobil Walker

Jedna rodzina - wiele możliwości leczenia



Quality for life

Malleo Immobil Walker

Rodzina produktów Malleo Walker idealnie nadaje się do pooperacyjnego i zachowawczego leczenia urazów stopy i stawu skokowego. Oferuje szeroką gamę zaopatrzenia terapeutycznego w przypadku uszkodzeń więzadeł, tkanek miękkich, ścięgien, a także przedniej części stopy, śródstopia, kości stępu i stawu skokowego.

Wszystkie modele posiadają zaokrągloną podeszwę zewnętrzną, wspomagającą fizjologiczny chód. Zapięcia Velcro zapewniają prosty i szybki montaż,


co wpływa na łatwą obsługę ortozy przez użytkownika. Dodatkowo, rodzina produktów Malleo Immobil Walker jest uniwersalna, co oznacza, iż może być stosowana do zaopatrzenia zarówno lewej jak i prawej nogi.

Antypoślizgowa podeszwa, ze specjalnie zaprojektowanym bieżnikiem, gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo - nawet na miękkim i nasiąkniętym deszczem podłożu.

50S12-1 Malleo Immobil Air Walker High

Zintegrowana pompka

Łatwe i szybkie zapięcia Velcro



Wbudowana przestrzeń absorbująca wstrząsy wypełniona komorami powietrznymi








Zaokrąglona podeszwa zewnętrzna wspomagająca fizjologiczny chód

Antypoślizgowa podeszwa zapewniająca odpowiednią przyczepność i stabilność



Wskazania

Malleo Immobil	Walker, low 50S11-1	Air Walker, low 50S14-1	Walker, high 50S10-1	Air Walker, high 50S12-1	ROM Walker 50S15-1
					
Stabilne złamania przodostopia, śródstopia i/lub kostki	•	•	•	•	•
Dystalne złamanie kości strzałkowej	•	•	•	•	•
Uraz tkanek miękkich stopy/ stawu skokowego	•	•	•	•	•
Po operacji palucha koślawego	•	•			
Urazy przodostopia, śródstopia i stępu					•
Skrcenie stawu skokowego				•	
Zerwanie ścięgna Achillesa			• (z wkładkami)	• (z wkładkami)	•

Cechy i zalety:

- ▶ Zaokrąglona podeszwa zewnętrzna wspomagająca fizjologiczny chód
- ▶ Ortezy wytrzymują maksymalne obciążenie do 200 kg (440 lbs)
- ▶ Dostępne są w rozmiarach S-XL, obejmując szeroką gamę rozmiarów obuwia (35 - 50)
- ▶ Posiadają pod piętą wbudowaną przestrzeń absorbującą wstrząsy
- ▶ Wygodne miękkie wyścielenie
- ▶ Łatwa obsługa
- ▶ Lekka konstrukcja
- ▶ Wszystkie modele unieruchamiają obszar kostki/stopy. Modele z zintegrowaną pompką, dodatkowo wpływają na zmniejszenie obrzęków i krwiaków przez umiarkowaną kompresję
- ▶ Osłony przeciwdeszczowe, pokrowce na noc i dodatkowe wkładki są dostępne dla wszystkich modeli. Kliny pod piętę są dostępne dla modelu 50S10-1 (10°/16°/22°) oraz 50S12-1 (15°/30°)

Tabela rozmiarów

Malleo Immobil	Walker, high 50S10-1*	Walker, low 50S11-1*	Air Walker, high 50S12-1*	Air Walker, low 50S14-1*	ROM Walker, high 50S15-1*
Rozmiar	Rozmiar obuwia				
S	35 – 37	35 – 37	35 – 37	35 – 37	35 – 37
M	38 – 42	38 – 42	38 – 42	38 – 42	38 – 42
L	43 – 45	43 – 45	43 – 45	43 – 45	43 – 45
XL	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50

Otto Bock Polska sp. z o.o.
ul. Koraiowa 3 · 61-029 Poznań
T +48 61 6538 250 · F +48 61 6538 031
ottobock@ottobock.pl · www.ottobock.pl