

Każdy wariant gotowego modelu Start M2S ma swój odpowiednik w postaci indywidualnie zamawianego (indywidualnie konfigurowanego) konkretnego modelu Start M2 w wersji podstawowej (standardowej).

Ale modele te różnią się cenami.

START M2S gotowe wersje, modele niekonfigurowane indywidualnie	Start M2S WARIANT 1	Start M2S WARIANT 2	Start M2S WARIANT 7	Start M2S WARIANT 8	Start M2S WARIANT 9	Start M2S WARIANT 10
Start M2 zamawiany indywidualnie (patrz formularz zamówienia)	M2 wersja standardowa/ podstawowa	M2 TB wersja standardowa/ podstawowa	M2 Flex Strong wersja standardowa/ podstawowa	M2 Flex wersja standardowa/ podstawowa	M2 Flex Prop wersja standardowa/ podstawowa	M2 HEMI wersja standardowa/ podstawowa
Koło tylne	24" koła tylne pełne PU	24" koła tylne pełne PU z hamulcem bębnowym	24" koła tylne pełne PU	24" koła tylne pełne PU	24" koła tylne pełne PU	24" koła tylne pełne PU
Koło przednie	8" PU (200 x 50mm)	8" PU (200 x 50mm)	6" PU (widelec szeroki)	8" PU (200 x 50mm)	6" PU (widelec szeroki)	6" PU (widelec szeroki)
Boczek z podłokietnikiem	standard, podłokietniki 300mm	standard, podłokietniki 300mm	podłokietniki z regulacją wysokości	standard, podłokietniki 300mm	standard, podłokietniki 300mm	standard, podłokietniki 300mm
Kolor ramy	silver metallic	silver metallic	anthracite metallic	anthracite metallic	anthracite metallic	silver metallic
Typ ramy; adapter koła tylnego	typu standard	typu standard	typu flex	typu flex	typu flex	typu standard
Krzyżak – wersja (SW-szerokość siedziska)	SW>=53 - 1,5-fold	SW>=53 - 1,5-fold	SW>=45,5 - 1,5-fold	SW>=53 - 1,5-fold	SW>=53 - 1,5-fold	SW>=45,5 - 1,5-fold
Oparcie	wygięcie łędźwiowe	wygięcie łędźwiowe	wygięcie łędźwiowe	wygięcie łędźwiowe	wygięcie łędźwiowe i poprzeczka stabilizująca	proste
Rączki do pchania	Standard	standard	standard	standard	standard i poprzeczka stabilizująca	standard
Tapicerka oparcia	economy ergo	economy ergo	economy ergo	standard	standard	standard
Powiększona przestrzeń na stopy	-	-	-	-	-	tak
Nośność	130kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)	130 kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)	130 kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)	130 kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)	130 kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)	130 kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)

W celu sprawdzenia dokładnych opcji i parametrów - sprawdź dane zawarte w formularzu zamówienia. Dane w tabeli mogą ulec zmianie.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt.